


# TecnoBoletín

El uso seguro de los dispositivos médicos

## RED NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA

BOLETIN INFORMATIVO No 2

### Diseño de los Duodenoscopios, puede impedir una limpieza eficaz



#### USO SEGURO DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

##### ODENOSCOPIOS REPROCESADOS Y LA TRANSMISIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS

La Agencia Sanitaria de Estados Unidos (FDA) emitió el pasado 23 de febrero un Comunicado de Seguridad donde informa, que dado el complejo diseño de los Duodenoscopios o Endoscopios CPRE, se puede ver afectada la eficacia de la limpieza y el reprocesamiento, específicamente del mecanismo elevador en su punta distal. En total, desde enero de 2013 hasta diciembre de 2014, la FDA ha recibido 75 Reportes de Eventos Adversos (MedWatch) que abarcan aproximadamente 135 pacientes en los Estados Unidos en relación con la posible transmisión microbiana de Duodenoscopios reprocesados. [Leer más »](#)




Comunicado de la FDA respecto a los adelantos de la investigación sobre los Duodenoscopios [Ir al Comunicado](#)

#### Fan Page

Te invitamos a darle "me gusta" a Nuestro Fan Page de Facebook y conocer las actividades que estamos desarrollando para el fortalecimiento de la Red Nacional de Tecnovigilancia.

Encuétranos [Aquí »](#)



#### PACIENTES QUEMADOS DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS CON ELECTROBISTURÍS



El Grupo de Tecnovigilancia del INVIMA en atención a las múltiples notificaciones de Eventos Adversos Serios relacionados con **Quemaduras ocasionadas por el uso de los Electrobisturí** y las placas o electrodos de retorno al paciente, comunica a los Profesionales de la Salud acerca de las recomendaciones y precauciones de uso de esta tecnología sanitaria. [Leer más »](#)



## INFORME [ECRI Institute](#) SOBRE PELIGROS DE ALTA PRIORIDAD

Recomienda realizar cultivo microbiológico de Duodenoscopios como un paso clave para la reducción de infecciones CRE. [Leer más »](#)

### ¿Qué son las CRE?

Las Enterobacterias resistentes a los Carbapenémicos son una familia de superbacterias que, gracias a una enzima, se han vuelto inmunes al efecto de los antibióticos modernos más potentes, las Carbapenemas.




Aunque no se han reportado eventos adversos relacionados con esta infección asociada al uso de los Duodenoscopios, El Grupo de Tecnovigilancia del [INVIMA](#), emite informe de seguridad para concientizar a las Instituciones Hospitalarias en mejorar el reprocesamiento de esta Tecnología. [Leer más »](#)

Artículo relacionado [Aquí »](#)

## [Ministerio de Salud y Protección Social](#) - Regulación de Precios de Dispositivos Endovasculares Coronarios

*“La regulación a los precios de los dispositivos médicos es un gran logro en América Latina, hoy Colombia se convierte en pionero en la región debido a que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, mediante la Circular 001 de 2015, regulará el precio del Estent Coronario Medicado”.* [Leer más»](#)



Artículo relacionado [Aquí »](#)

### Información de Interés

Si quiere participar en las actividades que realiza Nuestro Programa, puede inscribirse a la Red Nacional de Tecnovigilancia. [Inscribirme »](#)

Consulte las Alertas Sanitarias, Recall e Informes de Seguridad, que aplican a nuestro país, de una forma ágil, organizada y confiable.

[Consultar »](#)

INVIMA  
Grupo de Tecnovigilancia  
Dirección de Dispositivos Médicos y Otras  
Tecnologías  
Carrera 10 # 64 - 28 Piso 7  
Teléfono (1) 2948700 Extensión 3880  
e-mail [tecnovigilancia@invima.gov.co](mailto:tecnovigilancia@invima.gov.co)

