

Análisis de Modo de Fallas y Efectos (AMFE)

REACTIVO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO				Tiras Utilizadas Para Glucometria en los Diferentes Servicios					
Proceso	Subproceso	Falla potencial del subproceso	Ocurrencia	Efecto potencial de la falla	Severidad	Causas potenciales	Detectabilidad	RPN	Acciones recomendadas
Almacenamiento	Almacenamiento de tiras de Glucometría-Farmacia	No almacenamiento de las tiras de Glucometría, según indicaciones del fabricante		*Alteración y pérdida de estabilidad del RDIV. * Pérdida económica		*Falta de almacenamiento de los RDIV de manera organizada *Falta establecer lineamientos que permitan estandarizar el almacenamiento de RDIV en el servicio de Farmacia.			* Generar un procedimiento que permita estandarizar los lineamientos en el almacenamiento de RDIV en el servicio de Farmacia. * Verificar la adherencia al procedimiento establecido el almacenamiento de RDIV en el servicio de Farmacia.
		*No cumplimiento de recomendaciones en relación a la manipulación de las		* Pérdida de estabilidad de las tiras de		* Falta establecer			Actualizar el protocolo de glucometría en los servicios de atención clínica, el cual incluya la solicitud, distribución, almacenamiento, uso y descarte final de las tiras de glucometría.

Análisis de Modo de Fallas y Efectos (AMFE)

REACTIVO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO				Tiras Utilizadas Para Glucometria en los Diferentes Servicios					
Proceso	Subproceso	Falla potencial del subproceso	Ocurrencia	Efecto potencial de la falla	Severidad	Causas potenciales	Detectabilidad	RPN	Acciones recomendadas
	Manipulación	tiras de glucometría en relación a recomendaciones dadas por el fabricante como: control en las fechas de apertura y fechas de vencimiento, del RDIV.		glucometría. * Alteración del desempeño de las tiras de glucometría. * Resultados no confiables		lineamientos que permitan estandarizar el uso de las tiras de glucometría, lo cual incluya las recomendaciones dadas por el fabricante.			Socializar el protocolo de glucometría en los servicios de atención clínica Evaluar el conocimiento el protocolo de glucometría al personal involucrado Medir adherencia al cumplimiento del protocolo de glucometría

Análisis de Modo de Fallas y Efectos (AMFE)

REACTIVO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO				Tiras Utilizadas Para Glucometria en los Diferentes Servicios					
Proceso	Subproceso	Falla potencial del subproceso	Ocurrencia	Efecto potencial de la falla	Severidad	Causas potenciales	Detectabilidad	RPN	Acciones recomendadas
Uso	Distribución	*No cumplimiento de recomendaciones en relación a la distribución de las tiras de glucometría a los servicios sin contenedor original		* Pérdida de estabilidad de las tiras de glucometría		* Distribución de las tiras de glucometría a los servicios de atención clínica de manera individual, sin contenedor original por situaciones de índole económico.			<p>Actualizar el protocolo de glucometría en los servicios de atención clínica, el cual incluya la solicitud, distribución, almacenamiento, uso y descarte final de las tiras de glucometría.</p> <p>Socializar el protocolo de glucometría en los servicios de atención clínica</p> <p>Evaluar el conocimiento el protocolo de glucometría al personal involucrado</p> <p>Medir adherencia al cumplimiento del protocolo de glucometría</p>

Análisis de Modo de Fallas y Efectos (AMFE)

REACTIVO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO				Tiras Utilizadas Para Glucometria en los Diferentes Servicios					
Proceso	Subproceso	Falla potencial del subproceso	Ocurrencia	Efecto potencial de la falla	Severidad	Causas potenciales	Detectabilidad	RPN	Acciones recomendadas
	Medición	<ul style="list-style-type: none"> * La no actualización, socialización, evaluación de conocimiento y medición de adherencia al protocolo de glucometría * No adherencia al cumplimiento del protocolo de glucometría por parte del personal asistencial. 		<ul style="list-style-type: none"> * Alteración del desempeño de las tiras de glucometría. * Resultados no confiables * Interpretación equivocada de los resultados. 		Falta establecer lineamientos que permitan estandarizar el uso e interpretación de resultados en relación a las tiras de glucometría, lo cual incluya las recomendaciones dadas por el fabricante.			<p>Actualizar el protocolo de glucometría en los servicios de atención clínica, el cual incluya la solicitud, distribución, almacenamiento, uso, realización, interpretación de resultados y descarte final de las tiras de glucometría.</p> <hr/> <p>Socializar el protocolo de glucometría en los servicios de atención clínica</p> <hr/> <p>Evaluar el conocimiento del protocolo de glucometría al personal involucrado</p>

Análisis de Modo de Fallas y Efectos (AMFE)

REACTIVO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO				Tiras Utilizadas Para Glucometria en los Diferentes Servicios					
Proceso	Subproceso	Falla potencial del subproceso	Ocurrencia	Efecto potencial de la falla	Severidad	Causas potenciales	Detectabilidad	RPN	Acciones recomendadas
									Medir adherencia al cumplimiento del protocolo de glucometría